

## TRANSPORTSTOEL

Transportstoelen worden gebruikt om mensen met een mobiliteitsbeperking tijdens een evacuatie op snelle en eenvoudige wijze uit een gebouw te helpen.

Transportstoelen zijn een moderne variant van de ziekenvervoerstoelen die worden gebruikt door ziekenhuizen en ambulancediensten. De stoel kan niet alleen worden gebruikt om patiënten te vervoeren, maar ook om ze de trap op en af te dragen.

Tijdens een noodsituatie kan het lastig zijn om een slachtoffer uit een kelder te evacueren, vooral als er geen lift is die veilig kan worden gebruikt of als er trappen zijn waarbij u omhoog moet om uzelf in veiligheid te brengen. Speciaal voor dit soort situaties is de transportstoel ontwikkeld; hiermee kan een patiënt op efficiënte wijze naar een andere etage worden geëvacueerd.

De transportstoel heeft een draagvermogen tot 120 kg. De stoelen worden wereldwijd gebruikt door hulpverleningsdiensten en door organisaties die willen voldoen aan de eisen en aanbevelingen op dit gebied.

De transportstoel kan worden bediend door 2, 3 of 4 mensen, afhankelijk van het gewicht van de persoon die wordt geëvacueerd.



### Kenmerken Transportstoel:

- Eenvoudig gereed te maken voor gebruik
- Comfortabele, stevige zitting
- Voetensteun
- Veiligheidsgordel met snelsluiting
- Geïntegreerde handgrepen
- Lichtgewicht en veelzijdig
- Makkelijk te bedienen
- Verbeterde handgreep met stevige grip
- Stevige constructie voor optimale veiligheid
- Plat inklapbaar

Beschrijving	Transportstoel
Lengte (opgevouwen)	83cm
Lengte (uitgeklapt)	93cm
Hoogte (opgevouwen)	26cm
Hoogte (uitgeklapt)	98cm
Hoogte zitting	49,5cm
Breedte	52cm
Gewicht	9.6kg
Draagvermogen	120kg