

LIFEPAK 1000 Defibrillator

De gebruiksvriendelijke LIFEPAK 1000 heeft zowel gesproken als visuele instructies. De AED is tevens voorzien van ECG-weergave op het grote LCD-scherm.



Waarom de LIFEPAK 1000



Transportbestendig

Kan probleemloos in een rijdend voertuig worden gebruikt zonder schade door continue vibraties en andere bewegingen.



cprMAX™ technology

Bepert onderbrekingen tijdens de reanimatie doordat compressies kunnen worden uitgevoerd terwijl de AED zich oplaadt.



Afteltimer

Geeft de duur van de hands-on tijd voor elke reanimatieperiode weer op basis van het systeemprotocol.



Groot en overzichtelijk scherm



Schokteller

Geeft digitaal weer hoeveel schokken er aan de patiënt zijn toegediend voor meer inzicht.



Grote batterijcapaciteit

Capaciteit voor maximaal 220 schokken (tot 360 J) of ca. 17 uur monitortijd.



ECG-functie

Mogelijkheid tot 3-lead ECG-registratie.



Robuuste constructie

IP waarde van IP55 en bestand tegen een val van 1 meter hoogte op een harde ondergrond.



Compatible technology

De elektroden zijn aan te sluiten op alle andere LIFEPAK-defibrillators en -monitors.



Programmeerbaar

De instellingen kunnen worden aangepast aan het reanimatieprotocol van uw team.