

CHAISES D'ÉVACUATION

Les chaises d'évacuation Evacunsafe ont été conçues afin de permettre une évacuation sécurisée et confortable de personnes à mobilité réduite, blessées ou enceintes en cas d'urgence, comme un incendie. Les chaises ont été développées pour être faciles d'utilisation dans des escaliers intérieurs, des sorties de secours ainsi que sur des surfaces planes.

Ces chaises ont été conçues afin de pouvoir être manipulées par une seule personne. Cela moyennant une utilisation dans un escalier droit. Légères mais incroyablement robustes, les chaises peuvent transporter des personnes ayant un poids maximal de 182 kg.

Les rails créent une friction qui agissent comme un frein pour ralentir la descente et ainsi permettre une manipulation souple et contrôlée. Une fois la chaise arrivée au sol, les poignées peuvent être rabattues et la chaise peut être utilisée temporairement comme un fauteuil roulant. Son siège de soutien plat et ses accoudoirs permettront à la personne d'être évacuée d'une façon confortable.

Lorsque les chaises ne sont pas utilisées, celles-ci peuvent facilement être pliées à plat et pendues au mur au moyen des crochets fournis. L'équipement restera propre et prêt à être utilisé grâce une housse résistante et durable.

La chaise Excel est notre modèle le plus vendu. Grâce à ses accoudoirs renforcés et les sangles de sécurité pour la poitrine et les jambes, la personne évacuée pourra être transportée confortablement et avec un sentiment de sécurité.



Chaise Excel

Caractéristiques de la chaise :

- Idéal lors d'une évacuation par une descente d'escalier
- Rails en caoutchouc activés par friction
- 4 roues pour une manœuvrabilité optimale
- Montage simple permettant un dépliage rapide
- Siège droit confortable
- Frein au pied
- Appui-tête rembourré
- Accoudoirs et repose-pieds
- Poignées de transport intégrées
- Ceinture de sécurité à détachement rapide
- Housse amovibles

	Chaise Excel
Poids	13,6kg
Capacité de charge	182kg
Hauteur (fermé/ouvert)	113cm / 132cm
Profondeur (fermé/ouvert)	29cm / 99cm (max)
Largeur	65cm
Longueur lors de l'utilisation	143cm